

Dipartimento di Scienze Veterinarie Servizio di Diagnostica Istopatologica

LABORATORIO CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY PER LE ATTIVITÀ DI ANALISI PER CONTO TERZI

Tariffario analisi certificate ISO 9001 dedicato ai Medici Veterinari esterni

Codice	Analisi	Matrice	Prezzo
301	Esame citologico con allestimento	Vetrini non colorati o materiale campionato *	25 €
302	Esame istologico	Tessuti patologici fissati in formalina	40 €
303	Esame citologico su vetrini già allestiti	Vetrini già allestiti e colorati	20 €
305	Colorazioni istochimiche aggiuntive su richiesta	Sezioni incluse in paraffina	20 €
306	Colorazioni immunoistochimiche su richiesta per ogni antigene		40 €
307	Campioni per patologia correlata da sede diversa	Tessuti patologici fissati in formalina	10 €
308	Campione per altra patologia		20 €
309	Valutazione dei margini (campione fino a 5 cm)		20 €
310	Valutazione dei margini (campione > 5 cm)		35 €

* Campionamento per agoaspirazione, ago infissione, raschiato, impronta.

Tutti i prezzi indicati sono valevoli per l'anno in corso e sono comprensivi di IVA ed ENPAV.

ISTRUZIONI PER LA CONSEGNA DEI CAMPIONI

• Indagini citopatologiche

È consigliato l'invio di almeno 2-3 vetrini per tessuto campionato, in modo da aumentare le possibilità diagnostiche. I vetrini possono essere inviati già fissati e colorati o solamente strisciati. Possono essere inviati unitamente ai vetrini anche campioni liquidi, in provette da emocromo con EDTA. Nel caso sia presente anche materiale per l'esame istologico sigillare i vetrini, per evitare il contatto con la formalina.

• Indagini istopatologiche

I campioni non devono essere di grandi dimensioni. Se il tessuto d'origine è voluminoso inviarne una o più porzioni rappresentative. Possono essere inviati più campioni dello stesso paziente o più porzioni della stessa massa, in contenitori separati o nello stesso contenitore. I campioni devono essere debitamente contraddistinti (fili, punto di sutura, ago infisso) e nella scheda di richiesta deve essere dettagliato ogni campione ed eventuali richieste (valutazione margini etc...). I prelievi devono essere inviati in adeguata quantità di formalina al 10% (corrispondente ad una soluzione di formaldeide al 4%). La quantità di formalina deve permettere una completa e rapida fissazione del campione (rapporto ottimale tra il volume di formalina e il campione di 9:1 e 10:1). Per la spedizione devono essere utilizzati barattoli di dimensioni adeguate al volume del campione, che non consentano la fuoriuscita di formalina e con diametro di apertura che consenta una facile estrazione del campione stesso. Il contenitore deve riportare esternamente, in modo chiaro, il cognome del veterinario, del proprietario

e il tessuto d'origine. La scheda di accompagnamento deve riportare il maggior numero di indicazioni cliniche possibile. È fondamentale un completo segnalamento dell'animale ed un'esaustiva descrizione morfologica della lesione e dei suoi tempi di evoluzione, delle modalità di campionamento. In caso di richiesta di valutazione dei margini, le aree da valutare dovranno essere segnalate con punti di sutura, coloranti specifici o normale inchiostro di china o una soluzione 1:1 di acetone e inchiostro di china.

- **Indagini (immuno)istochimiche**

La richiesta di indagini istochimiche ed immunoistochimiche dev'essere specificata nella scheda di accompagnamento. Verranno utilizzate sezioni di campioni dal blocchetto ottenuto per la diagnostica istopatologica.

N.B. L'eventuale quantità residua dei campioni inviati o consegnati sarà conservata per un periodo di 15 giorni a partire dalla conclusione delle analisi richieste. I tempi di consegna o invio del referto relativo alle analisi effettuate saranno comunicati al cliente al momento della consegna del campione. Il referto resterà a disposizione nell'archivio informatico del laboratorio.

I campioni possono essere consegnati direttamente al servizio di Diagnostica Istopatologica (viale delle Piagge, 2 - 56124, Pisa), inviati tramite posta celere o attraverso il servizio Mail Boxes Etc., secondo le seguenti istruzioni:

1. Contattare l'ufficio logistico ai seguenti riferimenti:
 - Cell./Whatsapp: 328 3769541
 - E-mail: mbe522@mbe.it
 - Referenti: Daniele Gennari - Marika Brunaldi
2. Confezionare le sostanze biologiche secondo la normativa ADR (UN3373/P650)
3. Compilare e inoltrare via e-mail il [Modulo ritiro campioni](#), specificando l'indirizzo di ritiro
4. Stampare ed applicare saldamente al pacco la lettera di vettura ricevuta via e-mail
5. Attendere l'arrivo del corriere incaricato al ritiro e consegnare il pacco

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni deve avvenire esclusivamente attraverso il sistema elettronico PagoPA, tramite l'avviso di pagamento rilasciato dal Dipartimento di Scienze Veterinarie.